

# MARSDEN

## M-550

Marsden digitale Flachwaage



Eichklasse III

Einfach zu bedienen; Präzise auf 200 g

Große Wägeplattform

Ideal für Krankenhäuser oder zum privaten Gebrauch

[www.marsdenweighing.de](http://www.marsdenweighing.de)



## Marsden M-550:

Eichklasse III Flachwaage

Die Marsden M-550 bietet eine gute Alternative zur mechanischen Waage - Sie ist präziser und zuverlässiger mit mehreren Funktionen.

## Bekommen Sie etwas für Ihr Geld

Diverse Tests der medizinisch zugelassene M-550 haben gezeigt, dass sie bis zu 5x präziser ist als die traditionelle mechanische Waage.

Das digitale Display zeigt das Gewicht des Patienten klar und deutlich. Sie ist bis auf 200 g/500 g genau.

Mechanische Waagen sind normalerweise nur auf 1 Kg genau.

Dank ihrer vielen Vorteile ist sie ideal für jeden Hausarzt.




## Sie bietet Gewicht und BMI

Die M-550 kann nicht nur das Gewicht des Patienten ermitteln, sondern berechnet auch den BMI des Patienten, wenn seine Größe eingegeben wurde.

Die M-550 besitzt eine HOLD Funktion zum stabilisieren und eine TARA Funktion zum entfernen von ungewolltem Gewicht.

Eine übergroße Wiegefläche erlaubt dem Patienten einen einfacheren Aufstieg.



## Leicht und langlebig

Die M-550 ist eine leichte mit Batterien betriebene Flachwaage, wodurch sie mobil einsetzbar ist. Genau wie unsere anderen Marsden Waagen, wurde diese Waage gebaut um zu überdauern. Sie kommt mit einer zweijährigen Garantie zu Ihnen.



## Produktspezifikationen:

Kapazität: 160 Kg

Teilung: 200 g < 100 Kg > 500 g

Nettogewicht: 4 Kg

Stromversorgung: Batterien/ Netzgerät

Maße: 347 x 353 x 60 mm

Optionale Extras: Tragetasche





Accuracy Assured

Tel: +44 1709 364296

E-mail: [sales@marsdengroup.co.uk](mailto:sales@marsdengroup.co.uk)

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWeighing

 [www.youtube.com/MarsdenWeighing](http://www.youtube.com/MarsdenWeighing)

 <http://pinterest.com/marsdenweighing>

**MARSDEN**